

Anti-Vti1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Aj9

Artikelnummer: CM0029417

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches VTI1A für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Vesikeltransport, SNARE und Golgi-Transport. - Q96Aj9

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VTI1A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MMD53; MVti1; VTI1RP2; Vti1-rp2; VTI1A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	143187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von menschlichem VTI1A (NP_660207.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Aj9
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel