


Anti-Vti1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

Artikelnummer: CM0027521



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VTI1B (VTI1L), ein v-SNARE, das am endosomalen Transport zu Lysosomen beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Membranfusion und lysosomalen Lieferung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VTI1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
Spezies	Mensch
GenID	10490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-210 von humanem VTI1B (NP_006361.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UEU0
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel