

Anti-Vwc2L-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q505H4

Artikelnummer: CM0023001

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen maus VWC2L (Brorin-like) gerichtet ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für Studien zur Neurogenese und Knochenmineralisation. Vorhergesagtes Molekulargewicht 25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VWC2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	402117
Gen-ID	320460
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 von Maus-VWC2L (NP_796138.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q505H4
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel