

Anti-Wapl Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Artikelnummer: CM0009092



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes WAPL, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Schwesterchromatid-Kohäsion und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WAPL Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23063
GenID	23063
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem WAPL (Q7Z5K2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z5K2
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel