

Anti-Wasp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42768

Artikelnummer: CM0016949



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-WASP polyklonaler Antikörper (P42768) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Validiert in humanen Proben; zielt auf den Aktin-Nukleationsfaktor WAS für Zytoskelett- und Immunforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WASP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7454
GeneID	7454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-250 von humanem WASP (NP_000368.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42768
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche