

Anti-Wave2/Wasf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

Artikelnummer: CM0003195



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes WAVE2/WASF2 (Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein-Familienmitglied 2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Aktindynamik und Lamellipodien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WAVE2/WASF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10163
Gen-ID	10163
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 399-498 von humanem WAVE2/WASF2 (Q9Y6W5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6W5
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel