


Anti-Wbp11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2W2

Artikelnummer: CM0018754



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches WBP11 (WW-Domänen-bindendes Protein 11) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Spleißmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WBP11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51729
Gen-ID	51729
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2W2
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel