

Anti-Wbp2NL-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q6lcg8

Artikelnummer: CM0022564

Einführung

Polyklonaler Anti-WBP2NL-Kaninchenantikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt WBP2NL (PAWP) mit 32 kDa, das an Befruchtung und Meiose beteiligt ist. Q6ICG8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WBP2NL-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	164684
GeneID	164684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des menschlichen WBP2NL (NP_689826.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6ICG8
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku