


Anti-Wbp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75554

Artikelnummer: CM0021666



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WBP4 (FBP21), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen und Spliceosom-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBP21; WBP4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11193
Gen-ID	11193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-376 von humanem WBP4 (NP_009118.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O75554
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche