


Anti-Wbscr22-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Artikelnummer: CM0030505



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes WBSCR22 (rRNA-Methyltransferase) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und ratte WBSCR22 (~32kDa). Geeignet für Studien zur Ribosom-Biogenese und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WBSCR22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSCR22; HASJ4442
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114049
GenID	114049
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-281 von humanem WBSCR22 (NP_059998.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43709
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel