

Anti-Wbscr27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6F8

Artikelnummer: CM0023976

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen WBSCR27 (METTL27) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie Rollen beim Williams-Beuren-Syndrom und Methylierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WBSCR27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WBSCR27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	155368
GenID	155368
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-245 von humanem WBSCR27 (NP_689772.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6F8
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel