


## Anti-Wdhd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075717

Artikelnummer: CM0013472



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-WDHD1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und ratten WDHD1 (126 kDa), einen Kern-Replisom-Faktor, ideal für die DNA-Replikationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                            |
|-------------------|---------------------------------|
| Produktname       | WDHD1 Kaninchen pAb             |
| Bemerkungen/Alias | AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1 |
| Spezies           | Human                           |
| GeneID (Human)    | 11169                           |
| GeneID            | 11169                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein           |
| Quelle            | Kaninchen                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA        |
| Kreuzreaktivität  | Human, Ratte                    |
| SWISS             | 075717                          |
| Proteingewicht    | 126kDa                          |
| Versand           | Eisbeutel                       |