

Anti-Wdr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075083

Artikelnummer: CM0015758



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WDR1, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes WDR1 (66 kDa) in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Aktinzytoskelett-Dynamik und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9948
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-500 von humanem WDR1 (NP_059830.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75083
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel