


Anti-Wdr11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzh6

Artikelnummer: CM0018389



Einführung

Kaninchen anti-WDR11 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf menschliches WD-repeat-haltiges Protein 11 ab, das an der Hedgehog-Signalübertragung und der Ziliogenese beteiligt ist. Geeignet für Forschung in Entwicklungsbiologie und Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55717
Gen-ID	55717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 975-1224 von menschlichem WDR11 (NP_060587.8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZH6
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel