


Anti-Wdr12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Gzl7

Artikelnummer: CM0017996



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes WDR12 (YTM1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Ribosom-Biogenese-Forschung; erkennt eine Bande bei ~48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YTM1; WDR12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55759
Gen-ID	55759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem WDR12 (NP_060726.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9GZL7
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel