


Anti-Wdr4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

Artikelnummer: CM0003391



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes WDR4 (P57081), validiert für WB, IHC-P, ChIP und ELISA. Ziel ist die nicht-katalytische Untereinheit des METTL1-Methyltransferase-Komplexes, der an der tRNA/mRNA-Modifikation beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Spezies	Human
Gen-ID	10785
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem WDR4 (P57081) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P57081
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche