

Anti-Wdr45-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y484

Artikelnummer: CM0026363



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen WDR45 gerichtet ist, ein Schlüsselprotein der Autophagie, das an der Bildung von Autophagosomen beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Autophagie-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11152
Gen-ID	11152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-148 von menschlichem WDR45 entspricht (NP_001025067.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y484
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel