

Anti-Wdr46 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15213

Artikelnummer: CM0021692



Einführung

WDR46 Kaninchen-Polyklonalantikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist nukleoläres Gerüstprotein, das an der ribosomalen Biogenese beteiligt ist. UniProt: O15213.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR46 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Spezies	Human
Gen-ID	9277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 421-610 des humanen WDR46 (NP_005443.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15213
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche