


Anti-Wdr48 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

Artikelnummer: CM0024744



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen WDR48 gerichtet ist, einen Regulator von Deubiquitinierungskomplexen und der DNA-Reparatur. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ermöglicht die Erforschung des Ubiquitin-Weges und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR48 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57599
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TAF3
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel