

Anti-Wdr5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61964

Artikelnummer: CM0012242



Einführung

Hochwertiger kaninmonoklonaler Antikörper gegen humanes WDR5, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Ideal für epigenetische und transkriptionelle Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11091
Gen-ID	11091
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 235-334 von humanem WDR5 (NP_060058.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P61964
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eistasche