

## Anti-Wdr5 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P61964

Artikelnummer: CM0016985



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes WDR5 (WD repeat-containing protein 5), geeignet für Western Blotting und ELISA. Ideal für Forschung zur Chromatinregulation und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | WDR5 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Aliase | BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5                                                                                           |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)     | 11091                                                                                                                     |
| GenID              | 11091                                                                                                                     |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-334 von humanem WDR5 (NP_438172.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS              | P61964                                                                                                                    |
| Proteingewicht     | 37 kDa                                                                                                                    |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                 |