

Anti-Wdr6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnw5

Artikelnummer: CM0025461

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WDR6, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes WDR6 in Human- und Mausproben; beteiligt an tRNA-Methylierung und Autophagie-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Trm734; WDR6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11180
Gen-ID	11180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 800-1000 von humanem WDR6 (NP_060501.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NNW5
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel