


Anti-Wdr77 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqa1

Artikelnummer: CM0025958



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WDR77, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung des Methylosom-Komplexes und der Arginin-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR77 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Spezies	Human
GenID (Mensch)	79084
GenID	79084
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 153-243 von humanem WDR77 (NP_077007.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQA1
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel