

Anti-Wdr81 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q562E7

Artikelnummer: CM0013634

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen WDR81, ein negativer Regulator der PI3K-Aktivität an endosomalen Membranen. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu endosomalem Transport und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR81 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
Art	Mensch
GenID (Mensch)	124997
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-620 des menschlichen WDR81 (NP_001157281.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q562E7
Proteinmasse	212 kDa
Versand	Eisbeutel