

Anti-Wee1 Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P30291

Artikelnummer: CM0007328



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes WEE1, geeignet für IHC-P und ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität. Ideal für die Untersuchung der G2/M-Kontrollpunktregulierung und Zellzykluskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WEE1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7465
Gen-ID	7465
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem WEE1 entspricht (NP_003381.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30291
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistüte