

Anti-Wfs1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - 076024

Artikelnummer: CM0006356

Einführung

Dieser Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt menschliches WFS1 (Wolframin) und kreuzreagiert mit Ratte. Er eignet sich für WB, IF-P und ELISA. Nützlich für Studien zu ER-Stress, Kalzium-Signalisierung und Wolfram-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WFS1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7466
Gen-ID	7466
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-170 von menschlichem WFS1 (NP_001139325.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	076024
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel