

Anti-Whrn-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9P202

Artikelnummer: CM0015537



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes WHRN (Whirlin), geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines Whirlin-Protein. Geeignet zur Untersuchung von Hörvermögen, Sehvermögen und Usher-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WHRN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WI; CIP98; USH2D; DFN31; PDZD7B; WHRN
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25861
Gen-ID	25861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 708-907 des humanen WHRN (NP_056219.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P202
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Kühlakku