


Anti-Wif1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5W5

Artikelnummer: CM0013468



Einführung

WIF1 Kaninchen pAb (Wnt inhibitory factor 1) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Er reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem WIF1, einem sezernierten Inhibitor der Wnt-Signalgebung, der an der Mesoderm-Segmentierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	WIF-1; WIF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11197
Gen-ID	11197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 29-220 von menschlichem WIF1 (NP_009122.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5W5
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel