


Anti-Wif1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5W5

Artikelnummer: CM0010333



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches WIF1 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes WIF1. Ideal für Studien zur Hemmung der Wnt-Signalübertragung. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 280-379 von menschlichem WIF1 (UniProt Q9Y5W5).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WIF-1; WIF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11197
GenID	11197
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 280-379 von menschlichem WIF1 (Q9Y5W5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5W5
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel