


Anti-Wif1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

Artikelnummer: CM0007194



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes WIF1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Zielstruktur ist der Wnt-Inhibitionsfaktor 1, ein sezernierter Antagonist der WNT-Signalübertragung. Ideal für die Entwicklungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIF1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	WIF-1; WIF1
Art	Mensch
Gen-ID	11197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-379 des humanen WIF1 entspricht (NP_009122.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5W5
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku