


Anti-Wif1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5W5

Artikelnummer: CM0028753



Einführung

Zuverlässiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches WIF1 (Wnt inhibitorischer Faktor 1) für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; ideal für Studien zum Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WIF-1; WIF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11197
GenID	11197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 307-377 von menschlichem WIF1 (NP_009122.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5W5
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel