

Anti-Wipf1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43516

Artikelnummer: CM0023256



Einführung

WIPF1-Kaninchen-pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-WIPF1. Rekombinantes Immunogen aus aa 400-500. Ideal für Aktin-Zytoskelett- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIPF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
Spezies	Human
GenelD	7456 (human)
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43516
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel