

Anti-Wipi1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Mnz9

Artikelnummer: CM0028704

Einführung

Der WIPI1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (Q5MNZ9) ist für WB und ELISA validiert und zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Autophagie-Forschung und die Beschaffung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIPI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG18; ATG18A; WIPI49; WIPI1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55062
Gen-ID	55062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 187-446 von humanem WIPI1 (NP_060453.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5MNZ9
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche