

Anti-Wipi2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y4P8

Artikelnummer: CM0027456



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes WIPI2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Autophagie-Maschinerie und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WIPI2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIPI-2; WIPI2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26100
Gen-ID	26100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 187-436 des humanen WIPI2 (NP_057087.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4P8
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku