

Anti-Wisp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076076

Artikelnummer: CM0026231

Einführung

Kaninchen anti-WISP2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Zielt auf menschliches WISP2 (CCN5), ein sezerniertes Protein, das am Knochenstoffwechsel und der Zelladhäsion beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WISP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Spezies	Mensch
GenID	8839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 164-250 von menschlichem WISP2 (NP_003872.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	076076
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel