

Anti-Wisp2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O76076

Artikelnummer: CM0013450

Einführung

Anti-WISP2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; zielt auf das CCN5-Protein (27 kDa) ab, das am Knochenumbau und an der Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für Studien zur Osteoblastensignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WISP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8839
Gen-ID	8839
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 151-250 des menschlichen WISP2 (NP_003872.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76076
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku