

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Wls-Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T9L3

Artikelnummer: CM0020167



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WLS (GPR177/EVI), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung, des Proteintransports und der Entwicklung. Unterstützt durch die hochwertige Beschaffung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WLS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79971
GeneID	79971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-232 des humanen WLS (NP_001002292.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T9L3
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlbeutel