

Anti-Wnk1 Monoklonaler Antikörper Für Western Blot - Q9H4A3

Artikelnummer: CM0004291

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes WNK1 (Q9H4A3). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der WNK1-Kinassignalisierung bei Blutdruckregulation und Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	65125
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem WNK1 (Q9H4A3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9H4A3
Proteingewicht	251 kDa
Versand	Eispackung