


Anti-Wnk1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Artikelnummer: CM0024580



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen menschliches WNK1, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. WNK1 ist eine Schlüsselkinase der WNK-SPAK/OSR1-Kaskade, die Blutdruck, Ionenhomöostase und Zellvolumen reguliert und unverzichtbar für die nephrologische und kardiovaskuläre Forschung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNK1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWNK1, PPP1R167, WNK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	65125
GeneID	65125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen WNK1 (NP_055638.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H4A3
Proteinmasse	251 kDa
Versand	Eisbeutel