


Anti-Wnk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H4A3

Artikelnummer: CM0017583



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WNK1 (KDP, p65, HSN2), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Ionenhomöostase, Blutdruckregulation und Zellvolumenantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	WNK1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	65125
Gen-ID	65125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von humanem WNK1 (NP_055638.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H4A3
Proteingewicht	251kDa
Versand	Eistasche