


Anti-Wnk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

Artikelnummer: CM0016512



Einführung

WNK3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-WNK3. Ideal für die Erforschung des Elektrolytgleichgewichts und der Zellvolumenregulation. Aus CamelBios IVD-Rohstoffportfolio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKWNK3; WNK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	65267
GeneID	65267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-600 des humanen WNK3 (NP_065973.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYP7
Protein-Gewicht	198kDa
Versand	Eistasche