

Anti-Wnt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

Artikelnummer: CM0023178

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WNT1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung, Neuroentwicklung und Knochenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7471
Gen-ID	7471
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 231-370 von humanem WNT1 (NP_005421.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04628
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel