

Polyklonaler Anti-Wnt10A-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Gzt5

Artikelnummer: CM0015837

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes WNT10A, geeignet für WB und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Wnt-Signalwegen, ektodermaler Dysplasie und Zahnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT10A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OODD; SSPS; ECTD16; STHAG4; WNT10A
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	80326
GenelD	80326
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZT5
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku