

Anti-Wnt16 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubv4

Artikelnummer: CM0002754

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Wnt16 (WNT16) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Entwicklungs signalgebung und zum Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Wnt16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WNT16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51384
GenID	51384
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Wnt16 (Q9UBV4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBV4
Protein Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel