

Anti-Wnt2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P09544

Artikelnummer: CM0006647

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes WNT2, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7472
Gen-ID	7472
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-330 von humanem WNT2 (NP_003382.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P09544
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel