

Anti-Wnt3A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P56704

Artikelnummer: CM0009692



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane WNT3A-Protein, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT3a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WNT3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	89780
GenID	89780
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56704
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel