

Anti-Wnt3A-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P56704

Artikelnummer: CM0017324



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches WNT3A gerichtet ist, validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung. UniProt P56704.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WNT3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	89780
GenID	89780
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-352 von menschlichem WNT3A (NP_149122.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P56704
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel