

Anti-Wnt4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56705

Artikelnummer: CM0027524

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WNT4, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Urogenital- und Lungenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WNT-4; SERKAL; WNT4
Spezies	Human
GeneID (Human)	54361
GeneID	54361
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56705
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel