

Anti-Wnt5A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P41221

Artikelnummer: CM0017412

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes WNT5A (AS 116-215), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-WNT5A, einen wichtigen Wnt-Signalliganden, der an Entwicklung und Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT5A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	hWNT5A; WNT5A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7474
GeneID	7474
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 116-215 des humanen WNT5A (NP_003383.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41221
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku