

Anti-Wnt5B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

Artikelnummer: CM0028869

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches WNT5B (SWISS: Q9H1J7) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Wnt-Signalweg- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WNT5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81029
GenID	81029
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem WNT5B (NP_110402.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1J7
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel